

## FICHA TÉCNICA

# VINFERMATON POST- PICADURA AVISPA

## DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

### USOS

- **DESPUES DE LA PICADURA DE LA AVISPA**

MINIROLL-ON POST-PICADURA AVISPA VINFERMATON, es de un producto de altísima calidad, basado en una perfecta sinergia entre extractos naturales de acción calmante y sustancias refrescantes. El pH de la formulación es 5.5, perfecto para aplicar sobre la epidermis por cuanto está próximo la pH fisiológico de la piel.

Ha sido testado bajo control dermatológico. **NO CONTIENE AMONIACO** y no escuece.

Nº de Autorización como fabricante de productos cosméticos: 00715CS



## MODO DE EMPLEO

Su utilización es simplísima:

1. Quitar el tapón de protección.
2. Mantener el MINIROLL-ON en vertical con la esfera hacia abajo para extender en la zona de la piel interesada.


## COMPOSICIÓN

AQUA (WATER) - ALOE BARBADENSIS GEL - ALCOHOL DENAT.- PROPYLENE GLYCOL - CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT- ISOPROPYL ALCOHOL - SODIUM HYALURONATE - PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL - IMIDAZOLIDINYL UREA - EUCALYPTUS GLOBULUS OIL - OCIMUM BASILICUM OIL- CAMPHOR - MENTHOL - PHENOXYETHANOL - METHYLPARABEN - PROPYLPARABEN - ETHYLPARABEN - PARFUM - LINALOOL - EUGENOL- LIMONENE.



## PRECAUCIONES DE USO

Uso externo. Evitar cualquier contacto con los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en lugar fresco y seco, alejado de cualquier fuente de calor.



## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

<b>SOLUBILIDAD</b>	Soluble en agua y disolventes polares
<b>ASPECTO</b>	Mini-roll on
<b>OLOR</b>	Característico
<b>COLOR</b>	Incoloro
<b>DENSIDAD</b>	0.95-1.00 g/ml a 25°C
<b>pH</b>	5.5-6.5
<b>VISCOSIDAD</b>	50-100 mPa s

---

**LINEA DOMÉSTICA-  
HIGIENE**

---

## PRESENTACIÓN

1 caja de 2 soportes expositores con 12 blíster cada uno.

